

Diskus®

Axotide, Seretide, Ventolin

Mode d'emploi :

1. Ouvrir et charger le Diskus®
2. Expirer profondément (hors de l'embout buccal)
3. Introduire l'embout buccal dans la bouche et bien entourer avec les lèvres
4. Inspirer fort et profondément (on ne sent pas la poudre entrer dans les bronches)
5. Retenir la respiration (environ 10 secondes)
6. Retirer l'appareil de la bouche
7. Expirer normalement
8. Refermer le Diskus®
9. Rincer la bouche avec de l'eau
10. Le nombre de doses restantes est indiqué sur le dispositif

